

	UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA			POP nº 009
	Procedimento Operacional Padrão (POP)			Versão nº 01
	Data de emissão	Data de Vigência	Próxima Revisão	Revisão nº- 0 Data __/__/__
Etapa: Higienização e troca das caixas dos animais				
Responsáveis: funcionários envolvidos em atividades de rotina dos animais				
Elaboração:				
Aprovado por:			Data:	

1. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI):

- Óculos de proteção;
- Máscara cirúrgica cobrindo a boca e nariz;
- Luva de látex;
- Jaleco de manga longa;
- Bota de PVC;
- Calça comprida;
- Touca, que deve cobrir todos os cabelos;
- Aventa de PVC colocada por cima do jaleco.

2. TROCA DAS GAIOLAS SUJAS DE ANIMAIS:

- a) Transportar as gaiolas limpas da sala de higienização para a sala de animais;
- b) Verificar a ficha de cada gaiola e os avisos deixados na sala pelo pesquisador para o funcionário;
- c) Retirar da estante a gaiola suja a ser trocada e colocá-la na bancada auxiliar;
- d) Retirar a grade da gaiola suja e apoiá-la na gaiola limpa que vai substituí-la;
- e) Transportar os animais cuidadosamente para a gaiola limpa, manuseando-os individualmente;
- f) Observar os animais durante o manuseio, verificando se apresentam sinais de doença ou qualquer alteração que comprometa sua permanência no Biotério; nesse caso, avisar imediatamente o pesquisador ou responsável técnico;
- g) Tampar a gaiola limpa e colocá-la no local de onde foi retirada da estante;
- h) Repetir os procedimentos acima para todas as gaiolas existentes na sala;
- i) Transportar as gaiolas sujas para sala de higienização;
- j) Verificar a quantidade de ração e água em todas as gaiolas, repondo se for necessário;
- k) Realizar a higienização da sala conforme POP 007;
- l) Esse procedimento é realizado 3 vezes por semana.

3. HIGIENIZAÇÃO DAS CAIXAS

- a) As caixas sujas são retiradas das salas dos animais e levadas pelo funcionário para sala de higienização para serem submetidas ao processo de raspagem dos resíduos biológicos (maravalha, fezes, urina);
- b) Após a retirada dos resíduos, as caixas são imersas primeiramente na solução detergente enzimático por cerca de 20 minutos e realizada fricção mecânica com esponja para a retirada de resíduos orgânicos. Após o enxágue, as caixas ficam imersas em solução desinfetante com hipoclorito de sódio (5%) por no mínimo 1 hora;
- c) Após o enxague com água corrente as caixas são colocadas para secar nas estantes localizada na sala de higienização.